

Medicinsko-biokemijski laboratorij

► Upute za uzimanje uzorka mokraće kod dojenčadi

☞ Uzorak mokraće kod djece koja ne mogu voljno kontrolirati mokrenje skuplja se u posebne jednokratne sterilne vrećice koje je moguće kupiti u ljekarni.

☞ Prije postavljanja vrećice potrebno je vanjsko spolovilo djeteta oprati vodom (ne koristiti sapune, kreme ili losione). Ostaviti da se oprano područje osuši na zraku ili osušiti laganim tapkanjem čistim ručnikom.

☞ Vrećicu za sakupljanje urina postavite preko spolovila prema uputama u pakiranju. Preko vrećice možete djetetu obući pelenu.

☞ Ukoliko se unutar sat vremena nije sakupio urin, vrećicu je potrebno zamijeniti novom.

☞ Također, ukoliko je dijete istovremeno imalo defekaciju, potrebno je sakupiti novi uzorak urina nakon toaleta vanjskog spolovila.

☞ Vrećicu s uzorkom potrebno je pažljivo preklopiti, staviti u jednokratnu urinsku posudu i dostaviti u Polikliniku unutar 30 min od uzimanja uzorka jer stanični elementi u urinu propadaju.

☞ Ukoliko nije moguće uzorak urina dostaviti unutar 30 min, pohranite ga u hladnjaku (ne zamrzavati!) i dostavite u laboratorij unutar 2h.